

MAPLe®

LE PLANCHER PELVIEN EN HAUTE DÉFINITION

Le bon diagnostic et un traitement ciblé



Le MAPLe® vous permet de comprendre le plancher pelvien

Novuqare®

LE BON DIAGNOSTIC

TRAITEMENT CIBLÉ

LE MEILLEUR GRÂCE À SA SIMPLICITÉ



AMENEZ
VOTRE CABINET
À UN NIVEAU
SUPÉRIEUR

RÉÉDUCATION PÉRINÉALE EN HAUTE DÉFINITION

Un traitement ciblé et efficace des dysfonctionnements du plancher pelvien commence par un diagnostic précis.

Grâce à la technologie haute définition du MAPLe, vous pouvez voir en un seul coup d'œil l'activité électromyographique des muscles individuels du plancher pelvien de votre patient.

Ainsi, vous pouvez élaborer un traitement plus ciblé, et votre patient est averti du problème plus tôt et a mieux conscience des muscles concernés.

Le MAPLe est le premier système qui permet d'obtenir une représentation très précise de l'activité des muscles individuels à différents endroits et différentes profondeurs du plancher pelvien. Le diagnostic établi est donc extrêmement précis.

Existe-t-il une différence entre le côté gauche et le côté droit ? Une tension musculaire profonde accrue au sein du plancher pelvien ? Avec le MAPLe, vous verrez absolument tout !

L'introduction de la rééducation périnéale haute définition permet de découvrir de nouvelles perspectives, ainsi que de nouvelles possibilités de diagnostic et de traitement des dysfonctionnements du plancher pelvien.

« SAVOIR AVEC LE PLUS DE PRÉCISION POSSIBLE OÙ LE PROBLÈME SE SITUE PERMET D'ÉTABLIR UN TRAITEMENT CIBLÉ ET D'OBTENIR DE BONS RÉSULTATS. C'EST LA MEILLEURE CHOSE QUE VOUS PUISSIEZ OFFRIR À VOTRE PATIENT À CET INSTANT. »

Dr Marijke Slieker, kinésithérapeute spécialisé en rééducation périnéale

Le MAPLe permet d'atténuer les douleurs du plancher pelvien, ou de les faire disparaître complètement. Pour les patients qui voient leur qualité de vie affectée par leurs problèmes du plancher pelvien, le MAPLe fait véritablement la différence.

La forme unique de la sonde MAPLe et ses 24 électrodes permettent une utilisation aussi bien rectale que vaginale.



UN TRAITEMENT CIBLÉ GRÂCE AU MAPLe

Le diagnostic précis réalisé par le MAPLe vous permet d'élaborer un plan de traitement ciblé. Le MAPLe fournit un biofeedback ciblé des muscles individuels à différents endroits et différentes profondeurs du plancher pelvien. Par ailleurs, il permet également de réaliser une électrostimulation locale. Ainsi, il est possible d'exercer une stimulation précise à l'endroit où se situe le problème, ce qui favorise à la fois le traitement et la sensibilisation du patient.

Le MAPLe peut notamment être utilisé pour traiter les syndromes suivants :


- Incontinence à l'effort
- Incontinence par impériosité
- Incontinence fécale
- Hyperactivité vésicale
- Douleurs au coccyx
- Prolapsus
- Douleurs à l'intérieur et autour du bassin

LES AVANTAGES DU MAPLe

- Des mesures haute définition en 24 points pour un diagnostic et un traitement exacts
- Des mesures précises
- La mesure et la stimulation de tous les dysfonctionnements à l'aide d'une sonde unique
- Une utilisation aisée
- Une plus grande liberté de mouvement
- Scientifiquement prouvé et étayé



- Le MAPLe se commande facilement au moyen d'un iPad, grâce à l'application MAPLe
- Vous pouvez établir facilement un diagnostic, donner un biofeedback ciblé à votre patient et réaliser une électrostimulation
- L'interface haute définition vous permet de découvrir en un seul coup d'œil l'activité de l'ensemble du plancher pelvien
- L'application vous permet de retracer les anciennes visites et mesures du patient, et de suivre ainsi le traitement, ou de l'adapter
- Il est également possible de comparer ces mesures à l'activité musculaire d'un plancher pelvien en bonne santé



TRAVAILLER AVEC LE MAPLe

UNE SEULE SONDE, TOUS LES DYSFONCTIONNEMENTS

La sonde MAPLe constitue le choix adéquat pour tous les traitements. Les sondes sont personnelles et faciles à nettoyer. Grâce à leur taille fine, elles assurent aux patients un confort optimal. Malgré cette forme effilée, le MAPLe est toujours capable de prendre des mesures. Ce dernier vous permet également de prendre des mesures de manière fonctionnelle dans toutes les positions.



FACILE À UTILISER

Le MAPLe est flexible et permet une grande mobilité. L'appareil portable compact est connecté à la sonde au moyen d'un câble résistant, et communique sans fil avec l'application iPad. Le MAPLe ne dépend pas des réseaux existants, ce qui le rend sûr et fiable. Grâce à la capacité de la batterie, vous pouvez sans aucun problème utiliser cet appareil pendant une journée entière.



MAPLe EN UN MOT

- Des mesures haute définition en 24 points pour un diagnostic et un traitement exacts
- Scientifiquement prouvé et étayé
- Se commande facilement pour réaliser un diagnostic, un biofeedback et une électrostimulation
- Une électrostimulation locale ciblée
- Une utilisation simple avec une grande liberté de mouvement



Novuqare®

Kievitsven 42
5249 JJ Rosmalen
Nederland
+31 73 782 01 18
sales@novuqare.com
<http://novuqare.com/maple>